









## Příslušenství - Elektrochirurgie 2012

*Ceny jsou uvedené bez DPH!*

Katalogové číslo	Popis	Kč/ 1 ks (nebo sada)	Náhled
3200F7915	Neutrální elektroda 150x200mm materiál silikon, opakované použití aktivní plocha 266 cm <sup>2</sup> zdiřka F 2x4mm	880,-	
3200F7922	Kabel (5 m) k neutrální elektrodě, Jack 6.3 mm pro přístroje Erbe(ACC/ICC), Martin (Series 2000/ 390/ 400), Berchtold (Electrotom), Aesculap (TM), atd.	860,-	
3200F7923	Kabel (5 m) k neutrální elektrodě, universální pro přístroje Valleylab	860,-	
3200F7923/F	Kabel (5 m) k neutrální elektrodě pro přístroje Valleylab	860,-	
3200F7905	Neutrální elektroda 200x120mm samolepicí, s tuhým gelem aktivní plocha 144 cm <sup>2</sup> bez kabelu  (100ks/balení)	25,-  <b>Min. odběr 100 ks</b>	
3200F7905P	Neutrální elektroda 129x120mm samolepicí, dětská, s tuhým gelem, aktivní plocha 77 cm <sup>2</sup> bez kabelu  (100ks/balení)	25,-  <b>Min. odběr 100 ks</b>	
3200F7920	Neutrální elektroda 200x120mm samolepicí, dvouokruhová, s tuhým gelem aktivní plocha 136 cm <sup>2</sup> bez kabelu (100ks/balení)	26,-  <b>Min. odběr 100 ks</b>	

## Příslušenství - Elektrochirurgie 2012

Ceny jsou uvedené bez DPH!

Katalogové číslo	Popis	Kč/ 1 ks (nebo sada)	Náhled
3200F7920P	Neutrální elektroda 129x120mm samolepicí, dvoukruhová, s tuhým gelem aktivní plocha 73 cm <sup>2</sup> bez kabelu (100ks/balení)	26,-  <b>Min. odběr 100 ks</b>	
3200F7902	Kabel (5 m) k samolepicí neutrální elektrodě Jack 6.3 mm pro přístroje Erbe(ACC/ICC), Martin (Series 2000/ 390/ 400), Berchtold (Electrotom), Aesculap (TM), atd.	480,-	
3200F7903	Kabel (5 m) k samolepicí neutrální elektrodě, universální pro přístroje Valleylab 	480,-	
3200F7905V	Neutrální elektroda 200x120mm samolepicí, s tuhým gelem, s kabelem 3m, aktivní plocha 144 cm <sup>2</sup>	65,-  <b>Min. odběr 50 ks</b>	
3200F7905PV	Neutrální elektroda 129x120mm samolepicí, s tuhým gelem, dětská, s kabelem 3m aktivní plocha 77 cm <sup>2</sup> 	pro přístroje Valleylab	
3200F7905/6	Neutrální elektroda 200x120mm samolepicí, s tuhým gelem, s kabelem 3m, aktivní plocha 144 cm <sup>2</sup>	65,-  <b>Min. odběr 50 ks</b>	
3200F7905/6P	Neutrální elektroda 129x120mm samolepicí, s tuhým gelem, dětská, s kabelem 3m aktivní plocha 77 cm <sup>2</sup> Jack 6.3 mm 	pro přístroje Erbe(ACC/ICC), Martin (Series 2000/ 390/ 400), Berchtold (Electrotom), Aesculap (TM), atd.	
3200F7920V	Neutrální elektroda 200x120mm dvoukruhová, samolepicí, s tuhým gelem, s kabelem 3m, aktivní plocha 136 cm <sup>2</sup>	65,-  <b>Min. odběr 50 ks</b>	
3200F7920PV	Neutrální elektroda 129x120mm dvoukruhová, samolepicí, s tuhým gelem, dětská, s kabelem 3m, aktivní plocha 73 cm <sup>2</sup> 	pro přístroje Valleylab	