

ATMOS C 21 Economy / ATMOS C 31 Economy



ATMOS C 21 Economy / ATMOS C 31 Economy



Worauf Sie bei der Gestaltung Ihres HNO-Arbeitsplatzes achten sollten:

- **Zeitoptimiertes Arbeiten:** Durch optimale Anordnung der Diagnosemodule und des Instrumentenmanagements wird ein hoher Patientendurchlauf ermöglicht - an vielen HNO-Arbeitsplätzen weltweit sind 100 Patienten pro Tag mit der ATMOS C 31 üblich.
- **Ergonomisches Arbeiten:** Sie sitzen Ihrem Patienten gegenüber und positionieren ihn mit wenigen Handgriffen. Das spart Zeit und unnötige Verrenkungen.
- **Kompaktes System:** Wieviel Raum steht Ihnen zur Verfügung? Auch bei kleinem Raumangebot brauchen Sie nicht auf Teile Ihres Leistungsangebots zu verzichten.
- **Wohlfühlen durch Design:** Wohlfühlen durch schöne Umgebung ist wichtig bei der HNO-Behandlung. Für Sie und Ihre Patienten.

Die Farbauswahl der ATMOS C 21 / ATMOS C 31 für Colorfelder und Kanten:



Druckbedingte Farbabweichungen der hier abgebildeten Farbmuster sind möglich. Bitte fordern Sie unsere Farbmusterkarten an!

	Optionen Anbauschränke	REF	
 <p>①</p>	<p>Anbauschrank A</p> <p>① Instrumentenschrank mit 2 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ offenes Staufach ▪ 2 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank A: H 84,5 x B 89,5 x T 52 cm</p>	506.7210.0	
 <p>②</p>	<p>Anbauschrank B</p> <p>② Instrumentenschrank mit Instrumentenabwurf und 1 Schubfach</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ Schreib- bzw. Arbeitplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ offenes Staufach ▪ 1 Schubfach für Instrumentenabwurf ▪ 1 Schubfach ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank B: H 91,1 x B 89,5 x T 54,8 cm Lieferumfang: Schrank, Instrumentenabwurfshale (REF 506.7751.0), Deckel (REF 506.7752.0)</p>	506.7220.0	
 <p>③</p>	<p>Anbauschrank C</p> <p>③ Instrumentenschrank mit Instrumentenabwurf und Abfallabwurf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ offenes Staufach ▪ 1 Schubfach für Instrumentenabwurf ▪ 1 Abfallabwurf in Schublade mit Kicköffner ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank C: H 91,1 x B 89,5 x T 54,8 cm Lieferumfang: Schrank, Instrumentenabwurfshale (REF 506.7751.0), Deckel (REF 506.7752.0), Abfallbeutel (50 Stk.) (REF 505.0515.0)</p>	506.7230.0	
 <p>④</p>	<p>Anbauschrank D</p> <p>④ Instrumentenschrank mit 3 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 1x offenes Staufach ▪ 3 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank D: H 84,5 x B 89,5 x T 52 cm</p>	506.7280.0	



①



②



③



④

Sie können die 4 Anbauschränke wie folgt miteinander kombinieren:		
Anbauschrank AA	REF	
<p>① Instrumentenschrank mit 4 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 4 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank AA: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm</p>	506.7240.0	
<p>② Instrumentenschrank mit Instrumentenabwurf und 3 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 1 Schubfach für Instrumentenabwurf ▪ 3 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank BA: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm Lieferumfang: Schrank, Instrumentenabwurfschale (REF 506.7751.0), Deckel (REF 506.7752.0)</p>	506.7250.0	
<p>③ Instrumentenschrank mit Instrumentenabwurf, Abfallabwurf und 2 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 1 x Schubfach für Instrumentenabwurf ▪ 1 x Abfallabwurf in Schublade mit Kicköffner ▪ 2 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank CA: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm Lieferumfang: Schrank, Instrumentenabwurfschale (REF 506.7751.0), Deckel (REF 506.7752.0), Abfallbeutel (50 Stk.) (REF 505.0515.0)</p>	506.7260.0	
<p>④ Instrumentenschrank mit 5 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 4 kleine Schubfächer ▪ 1 x großes Schubfach ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschrank AD: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm</p>	506.7265.0	

	Anbauschränk BD	REF	
<p>①</p>	<p>① Instrumentenschränk mit Instrumentenabwurf und 4 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 1 x Schubfach für Instrumentenabwurf ▪ 3 x kleine Schubfächer ▪ 1 x großes Schubfach ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschränk BD: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm Lieferumfang: Schrank, Instrumentenabwurfschale (REF 506.7751.0), Deckel (REF 506.7752.0)</p>	506.7270.0	
	Anbauschränk CD		
<p>②</p>	<p>② Instrumentenschränk mit Instrumentenabwurf, Abfallabwurf und 3 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 1 x Schubfach für Instrumentenabwurf ▪ 1 x Abfallabwurf in Schublade mit Kicköffner ▪ 3 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschränk CD: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm Lieferumfang: Schrank, Instrumentenabwurfschale (REF 506.7751.0), Deckel (REF 506.7752.0), Abfallbeutel (50 Stk.) (REF 505.0515.0)</p>	506.7275.0	
	Anbauschränk DD		
<p>③</p>	<p>③ Instrumentenschränk mit 6 Schubfächern</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdeckbare Instrumentenablage für 3 große Trays ▪ 2 x Schreib- bzw. Arbeitsplatte, ausziehbar und arretierbar ▪ 2 x offenes Staufach ▪ 6 Schubfächer ▪ Sockel arretierbar an Funktionssäule ▪ Colorteil-Farbe wählbar in Gelborange, Bordeaux, Türkis, Saphirblau, Taubenblau oder Grauweiß <p>Technische Daten: Abmessungen Anbauschränk DD: H 84,5 x B 89,5 x T 54,8 cm</p>	506.7285.0	



①



②

Optionale Geräteausführung	REF	
① Instrumentenablage 2. Ebene (Auszug nach hinten) Zusätzliche Instrumentenablage mit Platz für 3 große Trays. Die obere Ablageebene kann zum Öffnen nach hinten verschoben werden. Technische Daten: Der Anbauschränk erhöht sich um 6,6 cm. Artikel kann zu jedem Anbauschränk hinzugefügt werden (bitte zusätzlich bestellen).	506.7030.0	
② Instrumentenablage 2. Ebene (Auszug nach vorn) Zusätzliche Instrumentenablage mit Platz für 3 große Trays. Die obere Ablageebene kann zum Öffnen nach hinten verschoben werden. Technische Daten: Der Anbauschränk erhöht sich um 6,6 cm. Artikel kann zu jedem Anbauschränk hinzugefügt werden (bitte zusätzlich bestellen).	506.7050.0	
Rolloabdeckung Instrumentenablage 2. Ebene (Auszug nach hinten) Ersetzt die Abdeckung durch ein Rollo zum einfachen Schutz der Instrumentenablage vor Verschmutzung und ungewolltem Zugriff. Bietet Platz für 3 kleine Trays oberhalb des Rollos. Technische Daten: Erhöht Anbauschränk um weitere 3 cm. Systemvoraussetzungen: Kann nur in Verbindung mit REF 506.7030.0 bestellt werden.	506.7730.0	
Potentialausgleichskabel Zum Anschluss des Moduls an den Potentialausgleich der Elektroinstallation. Kabellänge 5 m.	008.0596.0	
Option "Fahrbarkeit" a)		
Rollensatz ATMOS C 21/C 31 für Einheiten mit Mikroskop Systemvoraussetzung: Gewichtsplatte (REF 506.7045.0) muss zum Mikroskop eingebaut werden!	506.7044.0	
Rollensatz ATMOS C 21/C 31 für einfachen Anbauschränk ohne Mikroskop	506.7043.0	
Rollensatz ATMOS C 21/C 31 für doppelten Anbauschränk ohne Mikroskop	506.7043.1	
Gewichtsplatte ATMOS C 21/C 31 Zur Erfüllung der Anforderungen nach EN 60601-1, erforderlich für die Optionen "Fahrbarkeit" und Mikroskop.	506.7045.0	
a) Bei gleichzeitiger Bestellung der Optionen "Mikroskope" und "Fahrbarkeit" muss die Gewichtsplatte REF 506.7045.0 mitbestellt werden!		