



bissinger

Anschlusskabel, Adapter, Neutralelektroden

Cables, Adapters, Neutral electrodes

Câbles, Adapteurs, Electrodes neutres

Cables, Adaptadores, Electrodos neutros








Cavi, Adattatori, Elettrodi neutri



Focus on better solutions

Monopolare Kabel
Monopolar cables
 Câbles monopolaires
Cables monopolares
 Cavi monopolari

Stecker generatorseitig
Plug, generator side
 Connecteur, côté générateur
Enchufe, lado del generador
 Spina, lato generatore


								
		Ø4 mm Buchse Socket Douille Zócalo Bussola	Ø4 mm Buchse gewinkelt Socket, angled Douille, coudée Zócalo acodado Bussola ad angolo	Ø2 mm Stecker geschützt für Resektoskop Plug, protected for resectoscope Connecteur protégé pour résectoscope Enchufe protegido para el resectoscopio Spina protetta per resettoscopio	Ø4 mm Stecker geschützt Plug, protected Connecteur protégé Enchufe protegido Spina protetta	Ø3 mm Buchse Socket Douille Zócalo Bussola	Ø4 mm Buchse mit Sechskant Hexagon socket Douille hexagonale Zócalo con hexágono Bussola con esagono	Ø4 mm Stecker* Plug* Connecteur* Enchufe* Spina*
Erbe T-Serie, Martin, Berchtold	3m	80100014	80100240	80100314	-	80100319	80100315	80100214
	5m	80100016	80100241	80100324	-	-	-	80100216
Bovie, Valleylab, Conmed	3m	80100215	80100242	80100320	80100220	-	-	80100217
	5m	80100221	80100245	80100340	80100222	-	-	80100218
Martin, Berchtold, Aesculap	3m	80100031	-	80100316	80100230	-	-	80100212
	5m	80100331	-	80100326	-	-	-	-
Erbe ACC/ICC, VIO	3m	80100114	80100243	80100330	-	-	80100318	-
	5m	80100115	-	80100360	-	80100317	-	-

*Entspricht nicht
 EU-Bestimmungen
***Non-compliant
 with EU standards**
 *Non conforme
 aux normes UE
***No cumple
 las normas UE**
 *Non conforme
 alle norme UE

Aufbau bipolare Kabel
Bipolar cable structure
 Structure des câbles bipolaires
Construcción del cable bipolar
 Struttura dei cavi bipolari



Aufbau monopolare Kabel
Monopolar cable structure
 Structure des câbles monopolaires
Construcción del cable monopolar
 Struttura dei cavi monopolari



Bipolare Adapter

Bipolar adapters

Adaptateurs bipolaires

Adaptadores bipolares

Adattatori bipolari




89102000

Martin Generator
Martin generator
Générateur Martin
Generatore Martin
Generador Martin




89102001

Erbe Generator
Erbe generator
Générateur Erbe
Generatore Erbe
Generador Erbe



89102002

Martin Kabel
Martin cable
Câble Martin
Cavo Martin
Cable Martin



89102003

Erbe Kabel
Erbe cable
Câble Erbe
Cavo Erbe
Cable Erbe

Monopolare Adapter

Monopolar adapters

Adaptateurs monopolaires

Adaptadores monopolares

Adattatori monopolari



89102004

Martin Generator
Martin generator
Générateur Martin
Generatore Martin
Generador Martin



89102005

Erbe Generator
Erbe generator
Générateur Erbe
Generatore Erbe
Generador Erbe

Wiederverwendbare
Neutralelektroden

**Reusable
neutral electrodes**

Electrodes neutres
réutilisables

**Electrodos neutros
reutilizables**

*Elettrodi neutri
riutilizzabili*

Die wiederverwendbaren Neutral-
elektroden von Bissinger bestehen
aus leitfähigem, widerstandsfähigem
Silikon und sind mit einem 4,5m
Anschlußkabel ausgestattet.

**The reusable neutral electrodes
by Bissinger are made of conduc-
tive resistant silicone and are
equipped with a 4.5m connecting
cable.**

Les électrodes neutres réutilisables
de Bissinger sont faites de silicone
conductrice résistante et dotées d'un
câble de raccordement de 4,5m.

**Los electrodos neutros reutili-
zables de Bissinger se componen
de silicona conductiva y resisten-
te y están equipados con un cable
de conexión de 4,5 m.**

*Gli elettrodi neutri riutilizzabili della
Bissinger sono fatti da silicone
conduttivo e resistente e sono muni-
ti di un cavo di collegamento di
4,5m.*

Wisch- oder Sprühdeseinfektion
Wipe or spray disinfection
Désinfection par essuyage ou pulvérisation
Desinfección por lavado o rocío
Disinfezione mediante pulizia o con spray



Kontaktfläche 390cm² (15x26cm), für Erwachsene,
mit Stecker Erbe, Integra, KLS Martin

**Contact surface 390cm² (15x26cm), for adults,
with Erbe, Integra, KLS Martin plug**

Surface de contact 390cm² (15x26cm), pour adultes,
avec connecteur Erbe, Integra, KLS Martin

**Superficie de contacto 390cm² (15x26cm), para
adultos, con enchufe Erbe, Integra, KLS Martin**

*Superficie di contatto 390cm² (15x26cm), per adulti,
con spina Erbe, Integra, KLS Martin*

89242004

mit Stecker KLS Martin

with KLS Martin plug

avec connecteur KLS Martin

con enchufe KLS Martin

con spina KLS Martin

89242003



Kontaktfläche 128cm² (8x16cm), für Kinder,
mit Stecker Erbe, Integra, KLS Martin

**Contact surface 128cm² (8x16cm), for children,
with Erbe, Integra, KLS Martin plug**

Surface de contact 128cm² (8x16cm), pour enfants,
avec connecteur Erbe, Integra, KLS Martin

**Superficie de contacto 128cm² (8x16cm), para niños,
con enchufe Erbe, Integra, KLS Martin**

*Superficie di contatto 128cm² (8x16cm), per bambini,
con spina Erbe, Integra, KLS Martin*

89232004

mit Stecker KLS Martin

with KLS Martin plug

avec connecteur KLS Martin

con enchufe KLS Martin

con spina KLS Martin

89232003



bissinger

Kabel für Einmal-Neutralelektroden

Cables for disposable neutral electrodes

Câbles pour électrodes neutres à usage unique

Cable para electrodos neutros desechables

Cavi per elettrodi neutri monouso



Stecker für
Einmal-Neutral-
Elektroden

**Plug for single-use
electrodes**

Connecteur pour
électrodes neutres
à usage unique

**Enchufe
para electrodo
desechable**

*Spina per elettrodi
neutri monouso*

Stecker generatorseitig

Plug, generator side

Connecteur, côté générateur

Enchufe, lado del generador

Spina, lato generatore

Erbe, Integra, KLS Martin



4,5m

89101050

KLS Martin



4,5m

89101052

Valleylab, Conmed, Erbe (international)



4,5m

89101051

Valleylab (Non REM), Conmed, Erbe (international)



4,5m

89101053



**Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH**

Hans-Theisen-Straße 5
79331 Teningen/Germany
Tel. +49 7641/9 14330
Fax +49 7641/9 143333
eMail: info@bissinger.com
www.bissinger.com

www.bipolar-forceps.com
www.bipolar-scissors.com
www.bipolarpinzette.de
www.bipolarschere.de