

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální nabídku VÝMĚNNÉHO PROGRAMU na flexibilní nasopharyngoskopy ENTity (výrobce: OPTIM, USA).

1/ Unikátní koncept a praktická konstrukce

Fibroskop je konstruován tak, že v jeho těle je již **zabudovaný výkonný LED zdroj světla**. Důmyslně řešený svazek světlovodných vláken zajišťuje optimální osvětlení všech částí vyšetřované dutiny. Není třeba řešit kompatibilní světlovodné kabely nebo vhodné rukojeti.

2/ Praktické rozměry, špičkové technické parametry

Verze SDXL s vnějším průměrem **2,7mm** pro jednoduché vyšetření dětských pacientů

Verze XL (**3,6mm**) pro běžné vyšetření dospělých

3/ **30 nebo 45-násobné zvětšení** vyšetřovaného objektu

Nesrovnatelně lepší diagnostika ve ztížených podmínkách.

4 Materiálová kompatibilita s desinfekčním prostředkem **STERIS Revital-Ox™ Resert® XL HLD**

Tyto a mnoho dalších výhod získáte pořízením flexibilních nasopharyngoskopů ENTity XL nebo SDXL. Prohlédněte si příložený leták a v případě zájmu o finanční podmínky výměnné transakce se na nás s důvěrou obraťte.

Na Vaše případné dotazy se těší

**Tým společnosti MeWAdia s.r.o.**

- Lenka Havlíková (mail: [havlikova@mewadia.cz](mailto:havlikova@mewadia.cz) , tel.: 728 720 051)
- Ing. Jaromír Hink (mail: [hink@mewadia.cz](mailto:hink@mewadia.cz) , tel.: 737 329 835)

-----  
MeWAdia s.r.o.  
Hlinky 64 / 603 00 Brno  
T.: 543 247 834  
[www.mewadia.cz](http://www.mewadia.cz)

*Pro Vaši kvalitnější praxi...*

