

# Flexibilní RhinoLaryngoskop



Je nepostradatelným diagnostickým zařízením pro všechny ORL lékaře



- Průměr tubusu 3,6mm
- Vysoký rozsah ohebnosti pro komfort lékaře i pacienta
- Vysoce kvalitní optika, přesné a barevně konzistentní zobrazování
- Vysoké rozlišení obrazu s širokým zorným polem
- 30-ti násobné zvětšení obrazu
- Lehký, elegantní, ergonomický design
- Plně vodotěsný, kompatibilní s běžnými videokamerami

## Specifikace

Pracovní délka	30 cm
Celková délka	53 cm
Tubus Ø	3,6 mm
Ohebnost	135°nahoru/135°dolů
Fokus	5 – 50mm
Úhel pohledu	70°
Rozsah ostření	+4 až -8 dioptrií
Zvětšení obrazu	30x



## Dodávané příslušenství

610006177	Transportní kufr	
610004340	Ventil ETO	
6100004918	Tester těsnosti	

# Flexibilní LED RhinoLaryngoskop



.... A již žádné kabely

**ENTity**  
NasoView<sup>LED</sup>





## Specifikace

Pracovní délka	30 cm
Celková délka	53 cm
Tubus Ø	3,6 mm
Ohebnost	135° nahoru/135° dolů
Fokus	5 – 50mm
Úhel pohledu	70°
Rozsah ostření	+4 až -8 dioptrií
Zvětšení obrazu	30x

## Výhody

Neomezený pohyb – bezkabelové provedení
Nastavitelná intenzita světla
LED provedení – 3 roky záruka na světlo
Elegantní pohodlná rukojeť, vodotěsná
Li-ion akumulátor

## Dodávané příslušenství

610006177	Transportní kufr	
610006158	Nabíječka	
610006106	Li-ion akumulátor – 2x	
610006190	Nabíjecí transformátor	
610004340	Ventil ETO	
6100004918	Tester těsnosti	