

Řada vířivých lázní HYDROXEUR

| | Typ zařízení | | | |
|----------------------------------|---|---|---|-----------|
| | Florida 100 | Florida 300 | Atlantis 500 | Royal 600 |
| Objem | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 2160 x 900 x 730 | 2300 x 900 x 780 | | |
| Přípojka elektro | 230V / 50Hz / 2,3kW | | 400V / 50Hz / 4kW | |
| Výkon čerpadla | 400 l/min. | | 850 l/min. | |
| Počet trysek (za příplatek) | 144 (172) | | 172 (230) | 252 |
| Tryskové komory | 10 | | 16 | |
| Ošetřované zóny | 5 | | 8 | |
| Vodní pumpy | 1 | | 8 | |
| Ovládání | Trvalá masáž / VYP a ZAP všech nebo jednotlivých trysek možné | | | |
| | Individuálně programovatelné procedury | | | |
| | 6 přednastavených programů | | 16 programů s individuálním nastavením času provozu aktivních zón | |
| Napouštění | 1 1/4" řízené termostatem | | | |
| Opláštění | Jednobarevné plastové, barvy dle nabídky | <ul style="list-style-type: none"> • Jedno- nebo dvoubarevné plastové, barvy dle nabídky • Bambus- nebo imitace dřeva • kombinace plast-ocel • pro zazdění s obložením dle výběru (např. mozaika) | | |
| Nepřímé LED osvětlení opláštění | - | O | | |
| Výbava | | | | |
| Auto-napouštění | O | O | O | X |
| Auto-oplachování | O | O | O | X |
| Hra světel | O | O | O | X |
| Reproduktory | O | O | O | O |
| Podvodní masáž | O | O | O | O |
| Masáž břišních partií | O | O | O | O |
| Výstražná signalizace | O | O | O | O |

X – standard,

O – za příplatek

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.