

Nová patentovaná technologie – diagnostické přístroje pro běžné halogenové žárovky s novými LED žárovkami



Welch Allyn LED žárovky pro diagnostické přístroje

Specifikace LED žárovek do diagnostických přístrojů

Kat.číslo	Typ - popis
80003100L	LED žárovka pro diagnostický a operační otoskop
80003800L	LED žárovka pro panoramatický oftalmoskop PanOptic
80004900L	LED žárovka pro oftalmoskopy
80006500L	LED žárovka pro Macroview

Výhody nových LED žárovek :

Zachování přirozené barvy světla je umožněno redukcí intenzity světla – tlumením.

Tlumení světla zvýší pacientovo pohodlí během vyšetření, avšak dokonalá technologie zachová barvu i jas vyšetřovaného objektu.

Vyšší energetická efektivnost – s LED žárovkami Welch Allyn vám vaše dobíjecí rukojeť vydrží svítit až 3x delší dobu, než jste byli zvyklí u běžných halogenových nebo xenonových žárovek.

Jednoduché řešení – každá ze čtyř typů nových LED žárovek je jednoduše vyměnitelná a kompatibilní s určitou přístrojovou hlavou. LED žárovky můžete jednoduše během chvilky nainstalovat do přístroje.



30x delší životnost

- Testováno – 30x delší životnost než halogenové žárovky
- Záruka 7 let



Energetická efektivnost

- Rukojeť vydrží nabitá až 3x déle
- Nižší pracovní teplota



Tvořeno ve spolupráci s lékaři

LED technologie je na našem trhu již několik let v ohnisku pozornosti. Avšak Welch Allyn LED žárovky jsou odlišné. Jejich teplota barvy je přizpůsobena teplotě barvy halogenových žárovek, proto je zachováno podání barev.

Ostatní výhody si přitom nové LED žárovky ponechali: studené světlo, nižší energetická náročnost a hlavně delší životnost.

Barevné spektrum – teplota barvy LED

WA Oftalmoskop - LED
3500°K

WA Oftalmoskop – halogen
3200 – 2800°K

WA Otoskop – halogen
3200 – 2800°K

Konkurenční přístroje LED
5500°K

WA Otoskop – LED
3750°K

www.mewadia.cz

Nашe telefonní čísla pro Vaše dotazy:

Brno - 543 247 834, 728 720 051, 724 869 382