


Mikro Dissektions-Nadelelektroden mit 2,4 mm Schaft  
**Micro dissection needle electrodes with 2.4 mm shaft**  
 Electrodes aiguilles pour microdissection avec tige 2,4 mm  
**Electrodos de aguja para microdissección con vástago de 2,4 mm**  
 Elettrodi ad ago per microdissezione con asta 2,4 mm



max. 2 kVp

137

Monopolare hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelelektroden zum Schneiden  
**Monopolar high temperature tungsten needle electrodes for cutting**  
 Electrodes aiguilles monopolaires en tungstène, à haute résistance thermique, destinées à la coupe  
**Electrodos de aguja de tungsteno monopolares, resistentes a altas temperaturas para cortar**  
 Elettrodi ad ago di tungsteno, monopolari, ad alta resistenza termica, concepiti per tagliare



Ø 0,3 mm

5

20 mm

89505100

20 mm

89505110

35 mm

89505102

70 mm

89505103

105 mm

89505104

35 mm

89505112

70 mm

89505113

105 mm

89505114

Mikro Dissektions-Nadelelektroden mit 2,4 mm Schaft  
**Micro dissection needle electrodes with 2.4 mm shaft**  
 Electrodes aiguilles pour microdissection avec tige 2,4 mm  
**Electrodos de aguja para microdissección con vástago de 2,4 mm**  
 Elettrodi ad ago per microdissezione con asta 2,4 mm



max. 1 kVp


137

Monopolare, hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelelektroden mit Keramikisolation zum Schneiden und Koagulieren  
**Monopolar high temperature tungsten needle electrodes with ceramic insulation for cutting and coagulation**

Electrodes aiguilles monopolaires en tungstène, à haute résistance thermique, avec isolation céramique, destinées à la coupe et à la coagulation

**Electrodos de aguja de tungsteno monopolares resistentes a altas temperaturas con aislador cerámico para cortar y coagular**

Elettrodi ad ago di tungsteno, monopolari, ad alta resistenza termica, con isolante ceramico, concepiti per tagliare e coagulare



20 mm

89505200

35 mm

89505202

70 mm

89505203

105 mm

89505204

20 mm

89505210

35 mm

89505212

70 mm

89505213

105 mm

89505214