




bissinger

Monopolare Pinzetten
Monopolar Forceps



Bessere Lösungen im Blick **Focus on better solutions**



bissinger

Anatomische Pinzetten* Dressing Forceps*



Länge	Art.-Nr.
14,5 cm	897 14 112
18 cm	896 18 112
21 cm	896 21 112
25 cm	896 25 112
30 cm	896 30 112
21 cm bayonet	896 21 312

Chirurgische Pinzetten* Tissue Forceps*



Länge	Art.-Nr.
14,5 cm	897 14 122
18 cm	896 18 122
21 cm	896 21 122
25 cm	896 25 122
30 cm	896 30 122
21 cm bayonet	896 21 322

Monopolare Pinzetten




Bei vielen chirurgischen Eingriffen haben sich Monopolare Pinzetten seit Jahren bewährt. Diese Instrumente zeichnen sich durch gute Verarbeitung und ihren berührgeschützten Kabelanschluss aus. Sie sind in allen gängigen Längen verfügbar und können mittels der vorgesehenen Standard kabel an praktisch alle HF-Generatoren angeschlossen werden.

Monopolar Forceps

For many years, Monopolar Forceps have proven to be effective in a lot of surgical applications. These instruments stand out due to their excellent workmanship and their specially designed plug which is protected against electrical shock. They are available in all common lengths and can be connected with the respective standard cables to basically all electrosurgical generators.

Anschlusskabel Cables



				
Gerätestecker Plug, generator side	Länge Length	Ø 4 mm Buchse socket	Ø 4 mm Stecker geschützt plug protected	Ø 4 mm Stecker plug
Erbe T-Serie, Martin, Berchtold	3 mtr.	80100014	–	80100214
	5 mtr.	80100016	–	80100216
Bovie, Valleylab, Conmed	3 mtr.	80100215	80100220	80100217
	5 mtr.	–	–	80100218
Martin, Berchtold	3 mtr.	80100031	80100230	–
	5 mtr.	–	–	–
Erbe ACC/ICC	3 mtr.	80100114	–	–
	5 mtr.	–	–	–

*andere Modelle und Ausführungen auf Anfrage
*other models and dimensions on request

Sterilisierbar bis 137°C
Sterilisable up to 280°F

! Entspricht nicht EU-Bestimmungen
! Non-compliant with EU-standards

CE 0297

Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH

Hans-Theisen-Str.1
79331 Teningen/Germany
Tel. +49 76 41/91 43 30
Fax +49 76 41/91 43 33 3
eMail: info@bissinger.com
www.bissinger.com