

Bezdrátový digitální otoskop

OT-2000

Parametry



WiFi přenos obrazu do TV nebo na PC monitor




Vytváření snímků s archivací v PC



Bezdrátový přijímač



Instrumentační spekula



Sada spekul



Bezdrátový digitální veterinární otoskop – žádné nadbytečné kabely.

Inteligentní funkce pro perfektní zobrazení:

Zaostření, digitální zoom, nastavení jasu

Max. dosah: 10 m (ve volném prostoru)

Možnosti zobrazení: TV, PC obrazovka, notebook

Nároky na softwarové vybavení: žádné (pro běžné zobrazení na TV nebo monitoru)

Pro PC nebo notebook: Windows XP, Vista, 7

Rozlišení výstupního signálu: 1600x1200 pixelů

Kompletní sada standardně obsahuje:

OT-2000 bezdrátový otoskop, 1x bezdrátový přijímač,

2x USB kabel, 5x spekula (\varnothing 3/4/7mm + 4/7mm

s pracovním kanálem), instalační CD pro přijímač, síťový adaptér 220V