

Praktická sestava pro ambulantní cystoskopii

Efektivní a finančně dostupná sestava 1 CCD USB endoskopické kamery UBICAM, LED zdroje světla UBILED a flexibilního cystoskopu s pracovním kanálem. Kamera s USB konektorem je použitelná s libovolným běžně dostupným PC. Prostřednictvím programu Sopro Imaging Medical (součást dodávky) se Váš PC změní ve výkonný zobrazovací a archivační systém.

S181 UBICAM 1 CCD endoskopická kamera

- Procesor integrovaný v hlavě kamery
- Elektronický anti-moiré filtr pro optimalizaci obrazu z flexibilního endoskopu
- Dvě programovatelná tlačítka
- USB připojení
- Zobrazovací a archivační software Sopro Imaging Medical



Cystoskopický set

- Flexibilní cystoskop \varnothing 4,9 mm
- Pracovní délka 380mm, prac. kanál \varnothing 2,0 mm
- Port pro odsávání, hloubka zorného pole 4-50 mm
- Kleště pro biopsii, čistící kartáček
- Alternativně: rigidní cystoskop, cystoskopické pouzdro, flexibilní nástroje



UBILED zdroj světla

- Úsporná LED technologie
- Nominální výkon 30 W (= 100 W xenon)
- Světlovodný kabel
- Životnost LED diod 50 000 hodin
- Teplota barev $>4500^{\circ}$ K



Využijte možnost bezplatného vyzkoušení celé sestavy po dobu 5ti pracovních dnů!

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech:

Tel.: Brno: (+420) 543 247 834


Slovensko: (+421) 0949 463 833, (+421) 0917 103 138

Mail: mewadia@mewadia.cz

Web: www.mewadia.cz

SURTRON[®]

elektrochirurgie od A do Z



SURTRON FLASH / FLASH **HF**

- Široký výběr z režimů monopolárního řezu a koagulace a bipolární koagulace / ablace
- Programovatelná délka dávkování RF impulsu redukuje nežádoucí termický efekt
- HF – vysokofrekvenční režim (FLASH 160 HF) pro perfektní kvalitu řezu, eliminaci nekrotizací a snížení vzniku přioperačních výparů
- Mikroprocesorem řízený a kontrolovaný průběh dodávaného výkonu pro dokonalou bezpečnost pacienta a optimální výsledky
- Nepřetržitá kontaktní kontrola dělené referenční elektrody



cena od 44.900,-
(1.800 €)



cena od 22.900,-
(870 €)

Monopolární elektrody
o průměru 3-4-5-6-7Fr.
Knoflíková elektroda
Jehlová elektroda
Smyčka



SURTRON 80 / 120 / 160

- Modely pro většinu ambulantních aplikací
- Monopolární řez a koagulace (do 160 W)
- Bipolární koagulace
- Ovládání aktivní elektrody dvojtlačítkovou tužkou nebo nožním pedálem
- Nepřetržitá kontaktní kontrola dělené referenční elektrody

Nabízíme široký výběr příslušenství k cystoskopii za výhodné ceny.
Ozvěte se nám pro zpracování optimální specifikace pro Vaše potřeby.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech:

Tel.: Brno: (+420) 543 247 834

Slovensko: (+421) 0949 463 833, (+421) 0917 103 138

Mail: mewadia@mewadia.cz

Web: www.mewadia.cz



Adresa: MeWAdia s.r.o., Hlinky 64, 603 00 Brno