

## LEPŠÍ VÝSLEDKY ZA ROZUMNOU CENU

### Bezdrátová digitální endoskopická kamera 1250



#### BEZDRÁTOVÝ PŘENOS

S novou WIFI 1250 bezdrátovou kamerou budete flexibilní. Nezatěžují vás žádné kabely. Kamera WIFI1250 je kompatibilní se všemi rigidními i flexibilními endoskopy. Kameru lze dovybavit zoomovacím objektivem. Ukládání obrázků a videí je dnes již samozřejmostí.

#### ZVĚTŠENÍ

35-ti násobné optické zvětšení  
100 násobné digitální zvětšení.

#### VÁHA A NABÍJENÍ

Kamera je lehká, váží jen 148g a do ruky je opravdu komfortní. Je snadno ovladatelná a nabízí absolutní mobilitu během vyšetření. Výdrž baterie na jedno nabití je 3,5 hodiny.

#### Vynikající poměr CENA - KVALITA



- Zcela bezdrátové provedení
- Kompatibilní se všemi rigidními i flexibilními endoskopy
- Snímky i videa
- Vhodné pro humánní i veterinární lékaře

Wifi1250 je první bezdrátovou kompaktní endokamerou.

Její použití je výhodné nejen pro lékaře, ale i pro vzdělávací účely.

S vyobrazením snadněji vysvětlíte diagnózu pacientovi, který lépe pochopí důvod léčby.

To vše s absolutní mobilitou a flexibilitou.



WIFI1250

## LEPŠÍ VÝSLEDKY ZA ROZUMNOU CENU

**WIFI1250**

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zvětšení	Optické: 15-35x Digitální: 15-100x
Rozlišení	720 x 480
Standardní objektiv	F=22mm
Baterie	3,5 hodiny provozu
Rozměry	11,5cm / 148g
Interface	USB 2.0
Příslušenství	Nabíječka, wifi přijímač
Operační systém	Win 8, Win7, Vista, XP, MAC
Záruka	1 rok

**Včetně bezdrátového vysílače****Pro všechny typy endoskopů**